

Apollo Duet

מערכת מתקדמת לטיפולי פנים

שילוב ייחודי של טכנולוגיות גלי רדיו
מולטיפולר, אלקטרופורציה וינטופורזיס



Apollo Duet

אנטי-אייג'ינג וטיפולי שיקום לעור הפנים



גלי רדיו



אלקטרופורציה



יונטופורזיס



חימום עד 45° C קירור עד -20° C





ITP + EP

Two thermometers are shown. The left thermometer is red and has a sun icon above it, indicating a high temperature. The right thermometer is blue and has a snowflake icon above it, indicating a low temperature.

✓ שילוב שתי הטכנולוגיות מאפשר החדרה אקטיבית (להבדיל מספיגה פסיבית) של חומרים פעילים אל רקמות הדרמיס, לא רק דרך בלוטות הזיעה וזקיקי השערה, כי אם גם דרך המיקרו-תעלות שיצרה האלקטרופוזיציה.

באמצעות בחירה נכונה של תמיסות אלקטרוליטיות פעילות, המתאימות למצב העור של כל מטופל, השילוב העוצמתי של אלקטרופורציה ויונטופורזיס יחד מאפשר **טיפול שיקומי סופר-יעיל** במגוון רחב של מצבי עור, לרבות **אקנה ודלקות עור שונות, קמטים, פיגמנטציה, עור מיובש ומגורה, סבוריאה, רוזציה, קופרוז ועוד.**



גלי רדיו מולטיפולר

טיפול אנטי-אייג'ינג יעיל במיוחד - מיצוק והידוק העור + ייצור קולגן וחומצה היאלרונית



אפילו דואט מאפשר **טיפול אנטי-אייג'ינג יעילים במיוחד**, באמצעות טכנולוגיית גלי רדיו מולטיפולר.

המכשיר מחולל זרמים מפושטים בתדר גלי רדיו, המוזרמים אל העור דרך 4 אלקטרודות בידית ה-RF. כשגלי הרדיו חודרים אל העור, האנרגיה האלקטרומגנטית מחממת את מולקולות המים בשכבת הדרמיס, עד לטמפרטורה של 42 מעלות.

חימום אפקטיבי של רקמות הדרמיס:


✓ גורם לקרישה ולהתכווצות של סיבי קולגן 1, וכתוצאה מכך להידוק ומיצוק של העור.

✓ מתניע תהליכי התחדשות בעור - החום ממריץ את תאי הפיברובלסט בדרמיס לייצר קולגן חדש, וכן מעודד ייצור של חומצה היאלרונית.

✓ משפר את זרימת הדם באזור המטופל, וכתוצאה מכך מגביר הידרציה בשכבה החיצונית של העור ומשפר את טונוס העור.



התוצאה של כלל התהליכים הללו היא **עור מוצק ומהודק יותר, עם הידרציה משופרת וכחות קמטים**. השיפור במצב העור בעקבות טיפולי האנטי-אייג'ינג של אפילו דואט ניכר כבר לאחר הטיפול הראשון.

באמצעות חימום המטריקס הדרמלי, טיפולי גלי רדיו מולטיפולר גורמים לייצור קולגן חדש וחומצה היאלרונית, וכך מאטים את הזדקנות העור.



לאחר סדרת טיפולים העור יראה בריא ומוצק יותר

לפני טיפול



יצירת קולגן חדש וחומצה היאלרונית

אחרי טיפול

Apollo Duet

ידית RF משוכללת, לטיפול בטוח ואפקטיבי

ידית טיפול ארגונומית וקלה
(100 גרם בלבד)

RF דו-קוטבי מולטיפולר, לפיזור
אנרגיה מיטבי

חישן טמפרטורה מובנה בידית, מבטיח
שמירה על טמפרטורת המטרה למשך
הזמן הנדרש להשגת תוצאות

אור לד - תרפי
באורך גל של 630 nm

מנגנון התראה וכיבוי אוטומטי
במקרה של חימום-יתר, להגנה
מפני כוויות



Apollo Duet

מערכת מתקדמת לטיפול פנים

טכנולוגיה	RF (גלי רדיו)	EP (אלקטרופורציה ויונטופורזיס)
זרם חשמלי	עוצמת זרם: רמות 0-6 מקסימום: 60 $V_{rms} \pm 15\%$	עוצמת זרם: רמות 0-50 פולסים חשמליים: $Max 14Vp-p \pm 15\%$
תדר חשמלי	1 MHz	5KHz (פעיל: 100us, הפוגה: 100us)
טמפרטורה	חיישן טמפרטורה חכם, מובנה בידית	חימום: $30-45^{\circ}C$, קירור: $20^{\circ}C - (-20)$
צריכת חשמל	100-240V, 50/60 Hz, Max 100 VA (24V/ 5A)	
מימדים	גוף המכשיר: אורך - 330 מ"מ, רוחב - 320 מ"מ, גובה - 175 מ"מ כל ידית: אורך - 165 מ"מ, קוטר - 37 מ"מ	
משקל המכשיר	4.9 ק"ג	
משקל הידיות	180 גרם	120 גרם



פיתוח מכשיר ויבואן בלעדי: ד.ב. סקינטק אינוביישן בע"מ
משרדים: האומן 12 חדרה (בית מרים) קומה 2
טלפון: 04-6772080 | פקס: 04-8513026
דוא"ל: info.pisga@gmail.com | אתר: www.dbsti.com

www.apolloduet.com



באישור מכון התקנים הישראלי תקן רפואי ISO 9001-1